


FLECOTEC

FLECOLINER (Endlosliner-System)



FLECOLINER FL

ENDLOSLINER WERDEN BEI DER ABFÜLLUNG VON HOCHTOXISCHEN PRODUKTEN EINGESETZT. DIE ANFORDERUNGEN NACH OEB 5 KÖNNEN JE NACH VERSCHLUSSYSTEM ERFÜLLT WERDEN.

Flecoliner wird standardmäßig aus den Flecofilm-Typen DL, ML und PL hergestellt. Flecoliner aus beigestellter Folie auf Anfrage möglich.

Die jeweiligen Falthöhen und Folienlängen sind abhängig von der Foliendicke.

STANDARDGRÖSSEN

	FL 500	FL 600	FL 700	FL 800
Breite (mm)	500	600	700	800
Durchmesser B (mm)	320	380	450	500
Trägerdurchmesser C (mm)	220	300	340	370
Falthöhe A (mm)	150-400	150-400	150-400	150-500
Länge L (m)	20-40	20-40	30-50	30-50

(Sondergrößen auf Anfrage)



Flecotec AG

Breisgauring 13
79427 Eschbach
Deutschland

T + 49 7632 828 553-0
F + 49 7632 828 553-9

mail.ft@rommelag.com
www.rommelag.com

